



Descripción del artículo

Número de pedido 17.2112.201
Descripción del artículo Minivette® POCT Heparina de litio LH, volumen nominal:
200 µl, preparación: Heparina, verde, código de color ISO,
150 unidades/bolsa, 150 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción capilar
Tipo de preparación Heparina
Código de color ISO
Ámbito de aplicación extracción de sangre capilar
Codificar color verde

Dimensiones

Volumen nominal 200 µl

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Minivette® POCT Heparina de litio LH, 200 µl,
émbolo verde, código de color ISO, 150
unidades/bolsa

Página 2

Material y colores

Material del producto Acetato de celulosa (CA)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE CE - Declaración del fabricante
Libre de látex sí
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1500
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 150
unidades / caja 1500
unidades / pallet 108000
Profundidad caja interior 140 mm
Ancho de la caja interior 99 mm
Altura de la caja interior 117 mm
Profundidad de la caja 513 mm
Ancho de la caja 293 mm
Altura de la caja 140 mm
Volumen de la caja 0.021 cbm
Peso del producto 0.0011 kg
Peso de la caja 2.37 kg
EAN de la caja interna 4038917339513
EAN de la caja 4038917339506

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-11-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT