



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	17.2113.201
Descripción del artículo	Minivette® POCT EDTA K3, volumen nominal: 200 µl, preparación: EDTA K3, violeta, código de color ISO, 150 unidades/bolsa, 150 unidades/caja

### **Características del producto**

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	EDTA K3
Código de color	ISO
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Codificar color	violeta

### **Dimensiones**

Volumen nominal	200 µl
-----------------	--------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Minivette® POCT EDTA K3, 200 µl, émbolo  
violeta, código de color ISO, 150 unidades/bolsa**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto Acetato de celulosa (CA)  
Color del producto transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto Diagnóstico in vitro (IVD)  
Certificación CE CE - Declaración del fabricante  
Libre de látex sí  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 1500  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 150  
unidades / caja 1500  
unidades / pallet 108000  
Profundidad caja interior 140 mm  
Ancho de la caja interior 99 mm  
Altura de la caja interior 117 mm  
Profundidad de la caja 513 mm  
Ancho de la caja 293 mm  
Altura de la caja 140 mm  
Volumen de la caja 0.021 cbm  
Peso del producto 0.0011 kg  
Peso de la caja 2.36 kg  
EAN de la caja interna 4038917362177  
EAN de la caja 4038917362160

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su  
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin  
notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-11-03

Este documento ha sido preparado  
por el soporte informático EDP y es  
válido sin la firma.



**SARSTEDT**