



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	20.1341.100
Descripción del artículo	Microvette® 500 EDTA K3E, extracción de sangre capilar, preparación: EDTA K3, volumen nominal: 500 µl, (LxØ) con tapón: 47,6 x 10,8 mm, con impresión, cierre violeta, fondo plano, recipiente interior: cilíndrico, 100 unidades/caja

### **Características del producto**

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	EDTA K3
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	violeta
Tapón	tapón
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	325 µl - 500 µl
Forma del tubo interno	cilíndrico

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Volumen nominal	500 µl
Diámetro	10.8 mm
Longitud incluido el tapón	47.6 mm
Longitud sin tapón	46.6 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	violeta

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	121000
Profundidad caja interior	139 mm
Ancho de la caja interior	108 mm
Altura de la caja interior	66 mm
Profundidad de la caja	338 mm
Ancho de la caja	230 mm
Altura de la caja	160 mm
Volumen de la caja	0.0124 cbm
Peso del producto	0.002 kg
Peso de la caja	2.47 kg
EAN de la caja interna	4038917127813
EAN de la caja	4038917021418

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

