



Especificaciones del producto
**Microvette® 500 Heparina de litio gel LH, 500 µl,
cierre verde, fondo plano**

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	20.1346.100
Descripción del artículo	Microvette® 500 Heparina de litio gel LH, extracción de sangre capilar, preparación: Heparina de litio gel, volumen nominal: 500 µl, (LxØ) con tapón: 47,6 x 10,8 mm, con impresión, cierre verde, fondo plano, recipiente interior: cilíndrico, 100 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	Heparina de litio gel
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	verde
Tapón	tapón
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	325 µl - 500 µl
Centrifugación recomendada	10000 x g
Tiempo de centrifugación	5 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-11-25

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
**Microvette® 500 Heparina de litio gel LH, 500 µl,
cierre verde, fondo plano**

Página 2

Forma del tubo interno cilíndrico

Dimensiones

Volumen nominal 500 µl
Diámetro 10.8 mm
Longitud incluido el tapón 47.6 mm
Longitud sin tapón 46.6 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre verde

Pureza y certificación

Categoría de producto Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE CE - Declaración del fabricante
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 100
unidades / caja 1000
unidades / pallet 121000
Profundidad caja interior 139 mm
Ancho de la caja interior 108 mm
Altura de la caja interior 66 mm
Profundidad de la caja 338 mm
Ancho de la caja 230 mm
Altura de la caja 160 mm
Volumen de la caja 0.0124 cbm
Peso del producto 0.0022 kg
Peso de la caja 2.66 kg
EAN de la caja interna 4038917127868
EAN de la caja 4038917028790

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2025-11-25

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT