



**Especificaciones del producto**  
**Microvette® APT 500 EDTA K2E, 500 µl, cierre violeta, tapón, fondo redondo**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	20.2330.100
Descripción del artículo	Microvette® APT 500 EDTA K2E, extracción de sangre capilar, preparación: EDTA K2, volumen nominal: 500 µl, Ø: 13 mm, con etiqueta de plástico, cierre violeta, tapón, con membrana perforable, fondo redondo, recipiente interior: cilíndrico, no estériles, 100 unidades/caja

### Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	EDTA K2
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/violeta
Tapón	tapón de membrana
Tipo de cierre	tapón
Ámbito de aplicación	extracción de sangre capilar
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	250 µl - 500 µl
Forma del tubo interno	cilíndrico

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-11-25

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Microvette® APT 500 EDTA K2E, 500 µl, cierre violeta, tapón, fondo redondo**

**Página 2**

**Dimensiones**

Volumen nominal	500 µl
Diámetro	13 mm
Longitud sin tapón	75 mm

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno (PE)
Color del cierre	violeta

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito	P 650, ADR
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificación CE	CE - Declaración del fabricante
Estándar de pureza	no estériles
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	54000
Profundidad caja interior	166 mm
Ancho de la caja interior	176 mm
Altura de la caja interior	68 mm
Profundidad de la caja	358 mm
Ancho de la caja	197 mm
Altura de la caja	186 mm
Volumen de la caja	0.0131 cbm
Peso del producto	0.006 kg
Peso de la caja	3.17 kg
EAN de la caja interna	4038917946032
EAN de la caja	4038917946049

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2025-11-25

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**